

**Shandon Immu-Mount™**  
**Aqueous Non-fluorescing Mounting Medium**



**Thermo**  
ELECTRON CORPORATION

Anatomical Pathology USA  
Clinical Diagnostics  
171 Industry Drive  
Pittsburgh, PA 15275, USA  
Tel: 1-800-547-7429  
+1 412 788 1133  
Fax: +1 412 788 1138  
[www.thermo.com/shandon](http://www.thermo.com/shandon)

Anatomical Pathology International  
Clinical Diagnostics  
93-96 Chadwick Road  
Astmoor, Runcorn  
Cheshire, WA7 1PR, UK  
Tel: +44 (0) 1928 566611  
Fax: +44 (0) 1928 565845  
[www.thermo.com/shandon](http://www.thermo.com/shandon)

**Shandon Immu-Mount™** is een preparatiemedium op waterbasis speciaal geformuleerd voor gebruik met bevroren sectie, immunoperoxidasetechnieken en immunofluorescentiepreparaten.

AEC- en chloor-naftolprocedures leveren eindproducten op die oplosbaar zijn in alcohol en organische solventia. Aan deze methoden onderworpen objectglasjes kunnen afgedekt worden met een waterig preparatiemiddel zoals Immu-Mount. Met de goede techniek bij gebruik van Immu-Mount zal er gedurende minstens een jaar geen kleurvervaging optreden.

Bij immunofluorescentietechnieken heeft men een preparatiemedium nodig dat de testresultaten niet verstoort. Bij gebruik met filters die geschikt zijn voor fluoresceïne- en rhodamineconjugaten, zal Immu-Mount geen achtergrond fluorescentie vertonen. Bovendien is er geen gevaar voor het onderdrukken van fluorescentie-emissie.

### **ALGEMENE OPMERKINGEN**

#### **VOOR DIAGNOSTISCH GEBRUIK IN VITRO.**

Bij gebruik van alle laboratoriumreagentia dient men redelijke zorg te betrachten. Gebruiken bij adequate ventilatie. Bewaren op kamertemperatuur. Houd de container gesloten wanneer hij niet in gebruik is.

---

---

### **WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN**

Zie de Gegevensbladen voor materiaalveiligheid voor waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, evenals de definities van de R & S-codes. Op de productlabels en de verpakking worden de volgende symbolen gebruikt:



Definities staan op de achterkant van dit boekje

---

---

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Verwijder de dop en prik een gat in de doseerspuitmond.
2. Na spoeling met fysiologische zoutoplossing, de overtollige vloeistof van het objectglaasje schudden en de achterkant van het glaasje afvegen.
3. Keer de fles om om luchtballen te verwijderen uit de spuitmond. Dit zal een doorlopende vloeistofstraal uit de spuitmond garanderen. De fles **NIET** schudden.
4. Knijp de eerste druppel uit op een papieren handdoek om verwijdering van lucht uit de spuitmond te garanderen.
5. Zonder de druk op de zijkanten van de fles op te heffen, een aantal druppels preparatiemedium aanbrengen op het objectglaasje.
6. Plaats het dekglasje voorzichtig op het objectglaasje.
7. Immu-Mount kan op het dekglasje worden aangebracht in plaats van op het objectglaasje: Beweeg de spuitmond langs de rand van het dekglasje om een doorlopende druppel met preparatiemedium aan te brengen. Plaats het objectglaasje in een hoek van 90° ten opzichte van het dekglasje en laat het objectglaasje in een iets kleinere hoek zakken tot het dekglasje aan het objectglaasje hecht.
8. Gebruik een tang om mogelijk in een hoek onder het dekglasje gevangen luchtballen te verwijderen. Wanneer dit niet mogelijk is, het objectglaasje onderdompelen in fysiologische zoutoplossing, het dekglasje verwijderen en de procedure met het dekglasje herhalen.
9. Het objectglaasje kan onmiddellijk worden bekeken, waarbij men ervoor moet oppassen dat het dekglasje niet losraakt voor het objectglaasje droog is.
10. Wacht tot de objectglasjes droog zijn alvorens ze op te bergen.
11. Voor maximale fluorescentieretentie, dienen afgewerkte objectglasjes bewaard te worden op een koude (4° C), donkere plaats.

