

Infinity™ ***Ammonia Standard Set***

INTENDED USE

This standard set is intended for the calibration and control of Ammonia assays using the Thermo Infinity Ammonia reagent (TR60101). It is for in vitro diagnostic use only.

PRODUCT COMPOSITION

The Thermo Infinity Ammonia standard set is prepared from a stock Ammonium salt solution, with ammonia free water, and are supplied as follows:

LEVEL 1	59 µmol/L (100 µg/dL) 1 mg/L Ammonium Salt
LEVEL 2	118 µmol/L (200 µg/dL) 2 mg/L Ammonium Salt
LEVEL 3	177 µmol/L (300 µg/dL) 3 mg/L Ammonium Salt

WARNING: Do not ingest. Avoid contact with skin and eyes. If spilt thoroughly wash affected areas with water. Standard contains sodium azide which may react with copper or lead plumbing. Flush with plenty of water when disposing. For further information consult the Thermo Infinity Ammonia Standard Set Material Safety Data Sheet.

PREPARATION

The standards are provided ready to use.

STORAGE AND STABILITY

The standards are stable until the expiry date stated on the bottle label when stored at 10-25°C. After opening, the bottles should be kept tightly capped to prevent evaporation.

The solutions should be clear, colourless and free of precipitate. Any discolouration or turbidity indicates deterioration and the solution should be discarded.

PROCEDURE

The Thermo Infinity Ammonia Standard Set should be handled in the same manner as a patient sample following the assay procedure detailed in the Thermo Ammonia Reagent package insert.

PERFORMANCE

Each batch of standards is assayed using Thermo Infinity Ammonia reagent to confirm the stated value.

LIMITATIONS

These standards have been validated for use with the Thermo Infinity Ammonia Reagent (TR60101). Users should verify its suitability for use with other Ammonia methods. Always dispense standard using the dispenser nozzle into a clean analyser cup. Do not place pipettes into the standard bottle. Keep capped when not in use.

Infinity™ ***Jeu d'Étalons d'Ammoniac***

UTILISATION PREVUE

Ce jeu d'étalons est destiné à l'étalonnage et au contrôle des dosages de l'ammoniac utilisant le réactif de l'ammoniac Infinity de Thermo (TR60101). Il est prévu uniquement pour le diagnostic in vitro.

COMPOSITION DU PRODUIT

Le jeu d'étalons d'ammoniac Infinity de Thermo est préparé à partir d'une solution de sel d'ammonium, avec de l'eau sans ammoniac, ils sont fournis comme suit :

NIVEAU 1	59 µmol/L (100 µg/dL) 1 mg/L de sel d'ammonium
NIVEAU 2	118 µmol/L (200 µg/dL) 2 mg/L de sel d'ammonium
NIVEAU 3	177 µmol/L (300 µg/dL) 3 mg/L de sel d'ammonium

PRECAUTIONS: Ne pas avaler. Eviter le contact avec la peau ou les yeux. En cas de projection, laver abondamment à l'eau les zones affectées. L'étalon contient de l'azote de sodium qui peut réagir avec les tuyauteries en cuivre ou en plomb. Rincer abondamment à l'eau lors du rebut. La fiche de sécurité sur l'étalon d'ammoniac Thermo contient des informations plus détaillées.

PRÉPARATION

Les étalons sont prêts à l'emploi.

STOCKAGE ET STABILITÉ

Les étalons sont stables jusqu'à la date d'expiration indiquée sur l'étiquette du flacon s'ils sont stockés entre 10 et 25 °C. Après ouverture, les flacons doivent être refermés hermétiquement pour éviter toute évaporation.

Les solutions doivent être transparentes, incolores et sans précipité. Une décoloration ou une turbidité indique une détérioration et la solution doit être jetée.

PROCÉDURE

L'étalon d'ammoniac Infinity de Thermo doit être manipulé comme les échantillons des patients en appliquant la procédure de dosage détaillée dans l'insert de l'emballage du réactif de l'ammoniac Thermo.

PERFORMANCES

Chaque lot d'étalons est dosé avec le réactif de l'ammoniac Infinity de Thermo pour confirmer la valeur indiquée.

LIMITATIONS

L'utilisation de ces étalons a été validée avec le réactif de l'ammoniac Infinity de Thermo (TR60101). Les utilisateurs doivent vérifier son adéquation pour l'utilisation dans d'autres méthodes de l'ammoniac. Toujours verser l'étalon à l'aide du bec du distributeur dans une coupelle d'analyse propre. Ne pas introduire de pipette dans le flacon de l'étalon. Reboucher après utilisation.

Infinity™ Conjunto de Patrones de Amoniaco

USO PREVISTO

Este conjunto de patrones está pensado para la calibración y control de los ensayos de amoniaco utilizando el reactivo de amoniaco Thermo Infinity (TR60101). Está pensado sólo para uso diagnóstico in vitro.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

El conjunto de patrones de amoniaco Thermo Infinity está preparado a partir de una disolución de amoniaco de partida, con amoniaco libre de agua, y se suministra como sigue:

NIVEL 1	59 µmol/L (100 µg/dL) 1 mg/L de sale de amonio
NIVEL 2	118 µmol/L (200 µg/dL) 2 mg/L de sale de amonio
NIVEL 3	177 µmol/L (300 µg/dL) 3 mg/L de sale de amonio

AVISO: No ingerir. Evite el contacto con la piel y con los ojos. En caso de contacto, lave abundantemente las áreas afectadas con agua. El patrón contiene azida de sodio que puede reaccionar con las tuberías de cobre o de plomo. Añada una gran cantidad de agua antes de verterlo. Para información adicional consulte la Hoja de Datos de Seguridad del conjunto de patrones de amoniaco Thermo.

PREPARACIÓN

Los patrones se proporcionan listos para su uso.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Los patrones son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta del frasco cuando se almacenan a 10-25°C. Después de su apertura, los frascos se debería conservar bien tapados para evitar la evaporación.

Las disoluciones deben ser claras, incoloras y libres de precipitados. Cualquier decoloración o turbidez indica un deterioro, y se debería desechar la disolución.

PROCEDIMIENTO

El conjunto de patrones de amoniaco Thermo Infinity se debería manipular del mismo modo que una muestra de un paciente siguiendo el procedimiento del ensayo detallado en el folleto del reactivo de amoniaco Thermo Infinity.

COMPORTAMIENTO

Todos y cada uno de los lotes de patrones se examinan utilizando el reactivo de amoniaco Thermo Infinity para confirmar el valor indicado.

LIMITACIONES

Estos patrones se han validado para su uso con el reactivo de amoniaco Thermo Infinity (TR60101). Los usuarios deberían validar su adecuación para uso con otros métodos de amoniaco. Dispense siempre el patrón utilizando la boquilla dispensadora en una copa para analizadores limpia. No introduzca pipetas en el frasco del patrón. Manténgalo cerrado cuando no esté en uso.

EC REP Authorised Representative. Représentant Autorisé. Autorisierter Vertreter. Rappresentante autorizzato. Representante autorizado. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος. Bemyndiga Representant. Autoriseret repræsentant. Autoryzowany przedstawiciel.

IVD For in vitro diagnostic use. Utilisation en diagnostique in vitro. Für in vitro Diagnostik. Per uso diagnostico in vitro. Para uso en diagnósticos in vitro. Προοριζόμενο για διάγνωση in vitro. Avsedd för diagnostik in vitro. For in vitro diagnostik brug. Do użytku diagnostycznego in vitro.

LOT Batch code/Lot number. Numéro de lot. Batch Code/Losnummer. Codice/Numero lotto. Código de lote/Número de lote. Αριθμός παρτίδας. Satskod/partinumner. Batch kode/Lotnummer. Numer partii.

REF Catalogue number. Référence catalogue. Katalognummer. Numero catalogo. Número de catálogo. Αριθμός Καταλόγου. Numer katalogowy.

i Consult instructions for use. Consulter les instructions d'utilisation. Siehe Benutzungsvorschriften. Consultare le istruzioni d'uso. Consulte las instrucciones de uso. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης. Läs Bruksanvisningen. Se brugsanvisning. Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.

Temperature Limitation. Limites de température. Temperaturbeschränkung. Limite di temperatura. Limitación de temperatura. Περιορισμός θερμοκρασίας. Temperaturbegränsning. Temperaturbegrænsning. Ograniczenia temperatury.



Use by/Expiration Date. Utiliser jusque. Verfallsdatum. Usare entro/Data di scadenza. Usar hasta/Fecha de caducidad. Χρήση μέχρι/ημερ/νια λήξης. Använd före/Sista förbrukningsdag. Holdbarheds-/udløbsdato. Data ważności.



CAUTION. CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE. ATTENTION: Consulter les instructions d'utilisation. VORSICHT. Siehe Benutzungsvorschriften. AVVERTENZA. Consultare le istruzioni d'uso. PRECAUCIÓN. Consulte las instrucciones de uso. ΠΡΟΣΟΧΗ: Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης. VARNING. Läs bruksanvisningen. FORSIGTIG. Se brugsanvisning. UWAGA. Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.



Manufactured by. Fabriqué par. Hergestellt von. Prodotto da. Fabricado por. Κατασκευασμένο από. Tillverkad av. Fremstillet af. Producent.



Level 1. Niveau 1. Stufe 1. Livello 1. Nivel 1. Nivå 1. Επιπεδο 1. Poziom 1



Level 2. Niveau 2. Stufe 2. Livello 2. Nivel 2. Nivå 2. Επιπεδο 2. Poziom 2



Level 3. Niveau 3. Stufe 3. Livello 3. Nivel 3. Nivå 3. Επιπεδο 3. Poziom 3

Infinity™ Model Wzorcowy Amoniaku

PRZEZNACZENIE

Następujący model wzorcowy przeznaczony jest do kalibrowania i kontroli oznaczeń amoniaku, przy użyciu odczynnika amoniaku Thermo Infinity (TR60101). Wyłącznie do użytku diagnostycznego in vitro.

SKŁAD PRODUKTU
Model wzorcowy amoniaku Thermo Infinity jest przygotowywany z zapasu roztworu podstawowego sól amonu, z wodą pozbawioną amoniaku, w następujący sposób:

POZIOM 1	59 µmol/l (100 µg/dl) 1 mg/l sól amonu
POZIOM 2	118 µmol/l (200 µg/dl) 2 mg/l sól amonu
POZIOM 3	177 µmol/l (300 µg/dl) 3 mg/l sól amonu

UWAGA: Nie spożywać. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W razie rozlania dokładnie umyć zanieczyszczone miejsca wodą. Wzorzec zawiera azydek sodu, który może reagować z instalacjami miedzianymi i ołowianymi. Usuwając splukać dużą ilością wody. W celu uzyskania dalszych informacji konsultować się z Danymi Arkusza o Bezpieczeństwie Substancji modelu wzorcowego amoniaku Thermo Infinity.

PRZYGOTOWANIE
Przygotowywane wzorce są gotowe do użytku.

PRZECHOWYWANIE I STABILNOŚĆ
Wzorce nadają się do użytku, gdy są przechowywane w temperaturze 10-25 °C i wtedy do daty wygaśnięcia określonej na etykiecie butelki. Po otwarciu, butelki powinny być szczelnie zakręcone, aby zapobiec parowaniu.

Roztwór powinien być klarowny, bezbarwny i bez osadu. Zmiana barwy albo zmętnienie oznacza zepsucie się wzorca. Zepsuły wzorzec należy wyrzucić.

PROCEDURA
Model wzorcowym amoniaku Thermo Infinity, powinien być używany w ten sam sposób, jak próbka pacjenta, stosując się do sposobu oznaczania, podanych na wkładkach znajdujących się w opakowaniu odczynnika amoniaku Thermo.

DZIAŁANIE
W celu potwierdzenia określonej wartości, każda partia wzorców jest oznaczana przy użyciu odczynnika amoniaku Thermo Infinity.

OGRANICZENIA
Modele wzorcowe zostały zatwierdzone do stosowania przy użyciu odczynnika amoniaku Infinity Thermo (TR60101). Użytkownicy powinni sami zweryfikować jego przydatność do innych metod oznaczania amoniaku. Wzorzec należy zawsze umieścić w czystym wgłębieniu analizatora, za pomocą dozownika z rozpylaczem . Nie należy też, wkładać pipetek do butelki zawierających wzorzec. Przechowywane butelki powinny być zakręcone.

Infinity™ Ammonium Standardsæt

TILSIGTET ANVENDELSE

Dette standardsæt er beregnet til kalibrering og kontrol af ammoniumanalyser ved brug af Thermo Infinity ammoniumreagenset (TR60101). Det er kun til in vitro-diagnostisk brug.

PRODUKTSAMMENSÆTNING
Thermo Infinity ammonium standardsættet er fremstillet af en ammoniumsalt grundopløsning med ammoniakfrit vand, og leveres som følger:

NIVEAU 1	59 µmol/l (100 µg/dl) 1 mg/l ammoniumsalt
NIVEAU 2	118 µmol/l (200 µg/dl) 2 mg/l ammoniumsalt
NIVEAU 3	177 µmol/l (300 µg/dl) 3 mg/l ammoniumsalt

ADVARSEL: Må ikke indtages. Undgå hud- og øjenkontakt. Hvis der spildes, vask de pågældende områder grundigt med vand. Standarden indeholder natriumazid, som kan reagere med kobber- eller blyvandrer. Skyl med rigeligt vand ved bortscaffelsen. Konsulter venligst Thermo Infinity Ammonium Standardsættets

FORBEREDELSE
Standarderne leveres klar til brug.

OPBEVARING OG STABILITET
Standarden er stabil indtil udløbsdatoen, som er angivet på etiketten, hvis flasken opbevares ved 10-25°C. Efter åbning bør flaskerne opbevares med kapslen lukket tæt for at undgå fordampning.

Opløsningen bør være klar, farveløs og uden bundfald. Enhver misfarvning eller uklarhed er tegn på nedbrydning, og opløsningen bør derfor smides ud.

FREM GANGSMÅDE
Thermo Infinity ammonium standarden skal håndteres på samme måde som en patientprøve ved at følge analyseproceduren, der beskrives på Thermo Ammoniumreagensets indlægsseddel i pakken.

RESULTAT
Hver portion standard analyseres ved brug af Thermo Infinity Ammoniumreagenset for at bekræfte den angivne værdi.

BEGRÆNSNINGER
Disse standarder er godkendt til brug med Thermo Infinity Ammoniumreagenset (TR60101). Brugere bør undersøge dens egnethed til brug med andre Ammonium-metoder. Doser altid standarden ved hjælp af doseringstuden ned i en ren skål. Før ikke pipetter ned i standardflasken. Sæt kapslen på, når flasken ikke bruges.

Infinity™ Standardsats för Ammoniak

ANVÄNDNING SOMRÅDE

Denna standardsats är avsedd för kalibrering och kontroll av ammoniakanalyser med hjälp av Thermo Infinity Ammonia-reagens (T60101). Den är endast för in vitro-diagnoslik.

PRODUKTSAMMANSÄTTNING
Standardsatsen Thermo Infinity Ammonia färdigställs från vanlig ammoniaksalt lösning med ammoniakfritt vatten och tillhandahålls som följer:

NIVÅ 1	59 µmol/l (100 µg/dl) 1 mg/l ammoniaksalt
NIVÅ 2	118 µmol/l (200 µg/dl) 2 mg/l ammoniaksalt
NIVÅ 3	177 µmol/l (300 µg/dl) 3 mg/l ammoniaksalt

VARNING: Undvik förtäring. Undvik kontakt med hud och ögon. Om något spills ut, tvätta grundligt nedspillda ytor med vatten. Reagenset innehåller natriumazid som kan reagera med koppar- eller blyrör. För vidare information se varuinformationsbladet för standardsatsen Thermo Infinity Ammonia.

BEREDNING
Standarderna tillhandahålls färdiga för användning.

LAGRING OCH STABILITET
Standarderna är stabila fram till utgångsdatumet på flaskans etikett då de förvaras i 10-25°C. Flaskorna bör hållas tätt förslutna efter det att de har öppnats för att förhindra avdunstning.

Lösningen bör vara klar, färglös och fri från fällning. All missfärgning eller grumlighet tyder på försämring och lösningen bör då kasseras.

METOD
Standardsatsen Thermo Infinity Ammonia bör hanteras på samma sätt som ett patientprov enligt analysförfarandet beskrivet i bruksanvisningen till Thermo Ammonia-reagens.

PRESTANDA
Varje sats med standarder analyseras med hjälp av Thermo Infinity Ammonia-reagens för att bekräfta det uttryckta värdet.

BEGRÄNSNINGAR
Dessa standarder har validerats med hjälp av Thermo Infinity Ammonia-reagens (TR60101). Användaren bör verifiera dess lämplighet vid användning med andra Ammoniametoder. Fördela alltid standarder med hjälp av fördelarmunstycket i en ren analyskopp. Placera inte pipetter i standardflaskan. Håll den försluten då den inte används.

Infinity™ Ammoniak-Standardsatz

VERWENDUNGSZWECK

Dieser Standardsatz ist für die Kalibrierung und Kontrolle von Ammoniumtests unter Verwendung des Thermo Infinity Ammoniak-Reagens (TR60101) bestimmt. Er dient ausschließlich der In-Vitro-Diagnostik.

PRODUKTZUSAMMENSETZUNG
Der Thermo Infinity Ammoniak-Standardsatz wird aus einer Basisammonium-Salzen-Lösung und ammoniakfreiem Wasser zubereitet und wie folgt geliefert:

STUFE 1	59 µmol/L (100 µg/dL) 1 mg/L Ammoniumsalzen
STUFE 2	118 µmol/L (200 µg/dL) 2 mg/L Ammoniumsalzen
STUFE 3	177 µmol/L (300 µg/dL) 3 mg/L Ammoniumsalzen

WARNING: Nicht einnehmen. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.Im Fall des Verschüttens die betroffenen Bereiche gründlich mit Wasser waschen. Der Standard enthält Natriumazid, das mit kupfer- oder bleihaltigen Leitungen reagieren kann. Beim Wegschütten mit viel Wasser nachspülen.Für weitere Informationen lesen Sie das Material- und Sicherheitsdatenblatt mit dem Titel Thermo Infinity Ammoniak Standardsatz.

VORBEREITUNG
Die Standards werden gebrauchsfertig geliefert.

LAGERUNG UND STABILITÄT
Die Standards sind bei Lagerung bei 10-25°C bis zum auf dem Flaschenetikett angegebenen Verfallsdatum stabil. Nach dem Öffnen sollten die Flaschen zur Vermeidung der Verdunstung fest verschraubt aufbewahrt werden.

Die Lösung sollte klar, farblos und frei von Ablagerungen sein. Jegliche Verfärbung oder Trübung zeigt Verfall an, und die Lösung sollte weggeschüttet werden.

VORGEHENSWEISE
Der Thermo Infinity Ammoniak-Standardsatz sollte wie eine Patientenprobe gemäß dem auf dem Beipackzettel des Thermo Ammoniak Reagenz beschriebenen Testverfahren behandelt werden.

LEISTUNG
Jeder Satz von Standards wird zur Bestätigung der angegebenen Werte mit dem Thermo Infinity Ammoniak Reagenz getestet.

EINSCHRÄNKUNGEN
Diese Standards wurden zur Verwendung mit dem Thermo Infinity Ammoniak-Reagenz (TR60101) freigegeben. Benutzer sollten ihre Eignung für andere Ammoniak-Methoden überprüfen. Dispensieren Sie den Standard stets mit dem Ausgießer und einem sauberen Analysegefäß. Führen Sie keine Pipetten in die Standardflasche ein. Halten Sie die Flasche verschlossen, wenn sie nicht verwendet wird.

Infinity™ Set di Standard Ammoniaca

USO PREVISTO

Questo set di standard consente la calibrazione e il controllo di analisi al Ammoniaca utilizzando il reagente Ammoniaca Thermo Infinity (TR60101). Esclusivamente per uso diagnostico in vitro.

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
Il set di standard Thermo Infinity Ammoniaca viene preparato da una soluzione di sal di ammoniaca con acqua senza ammoniaca, ed è fornito come segue:

LIVELLO 1	59 µmol/L (100 µg/dL) 1 mg/L sal di ammoniaca
LIVELLO 2	118 µmol/L (200 µg/dL) 2 mg/L sal di ammoniaca
LIVELLO 3	177 µmol/L (300 µg/dL) 3 mg/L sal di ammoniaca

AVVERTENZA: Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di versamento, lavare l'area interessata con abbondante acqua. Lo standard contiene sodio azide che a contatto con impianti idraulici in rame o piombo può causare reazioni. Sciacquare con abbondante acqua al momento della preparazione. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione di sicurezza dello standard Thermo Infinity Ammoniaca.

PREPARAZIONE
Gli standard sono forniti pronti per l'uso.

CONSERVAZIONE E STABILITA'
Gli standard sono stabili fino alla data di scadenza indicata sull'etichetta del flacone se conservati a una temperatura di 10-25°C. Dopo l'apertura, i flaconi devono essere conservati ben chiusi per prevenire l'evaporazione.

Le soluzioni dovrebbero apparire chiare, incolore e prive di precipitato. La presenza di macchie o torbidezza indica deterioramento della soluzione e che è necessario eliminarla.

PROCEDURA
Il set di standard Thermo Infinity Ammoniaca deve essere maneggiato allo stesso modo di campioni di pazienti seguendo la procedura di analisi illustrata nell'inserto del reagente Thermo Ammoniaca.

PRESTAZIONI
Tutti i lotti degli standard sono stati analizzati utilizzando il reagente Ammoniaca Thermo Infinity per confermarne il valore indicato.

LIMITAZIONI
Questi standard sono stati approvati esclusivamente per l'uso con il reagente Ammoniaca Thermo Infinity (TR60101). Gli utenti dovrebbero verificarne l'adeguatezza per l'uso con altri metodi all'Ammoniaca. Dosare lo standard utilizzando l'ugello dosatore in un contenitore di analisi pulito. Non mettere le pipette nel flacone di standard. Quando non utilizzato, tenere il flacone chiuso.

Infinity™ Πρότυπο Σετ Αμμωνίας

ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
Αυτό το πρότυπο σετ προορίζεται για τη βαθμονόμηση και τον έλεγχο των προσδιορισμών Αμμωνίας χρησιμοποιώντας το αντιδραστήριο Αμμωνίας Thermo Infinity [TR60101]. Προορίζεται μόνο για in vitro διαγνωστική χρήση.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το πρότυπο σετ Αμμωνίας Thermo παρασκευάζεται από ένα διάλυμα παρακαταθήκης άλας Αμμωνίας, με νερό ελεύθερο αμμωνίας και παρέχεται ως εξής:

ΕΠΙΠΕΔΟ 1	59 µmol/L (100 µg/dL) 1 mg/L άλας Αμμωνίας
ΕΠΙΠΕΔΟ 2	118 µmol/L (200 µg/dL) 2 mg/L άλας Αμμωνίας
ΕΠΙΠΕΔΟ 3	177 µmol/L (300 µg/dL) 3 mg/L άλας Αμμωνίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην καταπίνεται. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αν χυθεί πλύνετε σχολαστικά τις προσβεβλημένες περιοχές με νερό. Το πρότυπο περιέχει αζίδιο του νατρίου το οποίο μπορεί να αντιδράσει με το χαλκό και το μόλυβδο των υδραυλικών σωληνώσεων. Εκπλύνετε με περίσσεια νερού κατά την απόρριψη. Για επιπλέον πληροφορίες ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού του προτύπου σετ Αμμωνίας Thermo Infinity.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τα πρότυπα χορηγούνται έτοιμα προς χρήση.


ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
Τα πρότυπα είναι σταθερά μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην ετικέτα της φιάλης όταν φυλάσσονται στους 10-25°C. Μετά το άνοιγμα, οι φιάλες θα πρέπει να φυλάσσονται κλεισμένες σφικτά για την αποφυγή εξάτμισης.


Τα διαλύματα θα πρέπει να είναι διαυγή, άχρωμα και χωρίς ιζήματα. Οποιαδήποτε αλλαγή χρώματος ή θολερότητα υποδεικνύει αλλοίωση και το διάλυμα θα πρέπει να απορρίπτεται.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Το Πρότυπο Σετ Ιχθύν Αμμωνίας Thermo θα πρέπει να χειρίζεται με το ίδιο τρόπο όπως ένα δείγμα ασθενούς μετά από τη διαδικασία προσδιορισμού που αναφέρεται λεπτομερώς στο ένθετο συσκευασίας του Αντιδραστήριου Ιχθύν Αμμωνίας Thermo.

ΑΠΟΔΟΣΗ
Κάθε παρτίδα προτύπων προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας το αντιδραστήριο Αμμωνίας Thermo Infinity για την επιβεβαίωση της αναφερόμενης τιμής.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Τα πρότυπα αυτά έχουν επικυρωθεί για χρήση με το Αντιδραστήριο Αμμωνίας Thermo Infinity [TR60101]. Οι χρήστες θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την καταλληλότητα για χρήση με άλλες μεθόδους προσδιορισμού Αμμωνίας. Πάντα διανέμετε το πρότυπο χρησιμοποιώντας το ακροφύσιο του διανομέα σε ένα καθαρό κύπελλο αναλυτή. Μην τοποθετείτε πιπέτες στη φιάλη του προτύπου. Διατηρείται κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται.

 Fisher Diagnostics
a division of Fisher Scientific Company, LLC
a subsidiary of Thermo Fisher Scientific Inc.
Middletown, VA 22645-1905 USA
Phone: 800-528-0494
540-869-3200
Fax: 540-869-8132

 MDCI Ltd.
Arundel House
1 Liverpool Gardens
Worthing, West Sussex BN11 1SL UK



© 2008 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

REF TR60901	L1 2 x 5 mL
	L2 2 x 5 mL
	L3 2 x 5 mL