

Shandon Zinc Formal-Fixx™
Ready-to-use and Concentrate
10% Zinc Formalin
Phosphate-Free
Mercury-Free



Thermo
ELECTRON CORPORATION

Anatomical Pathology USA
Clinical Diagnostics
171 Industry Drive
Pittsburgh, PA 15275, USA
Tel: 1-800-547-7429
+1 412 788 1133
Fax: +1 412 788 1138
www.thermo.com/shandon

Anatomical Pathology International
Clinical Diagnostics
93-96 Chadwick Road
Astmoor, Runcorn
Cheshire, WA7 1PR, UK
Tel: +44 (0) 1928 566611
Fax: +44 (0) 1928 565845
www.thermo.com/shandon

FORMAL-FIXX™ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

Το έτοιμο για χρήση Formal-Fixx Ψευδαργύρου και το Συμπύκνωμα Formal-Fixx Ψευδαργύρου είναι σχεδιασμένα για χρήση στο εργαστήριο ως μονιμοποιητικό ρουτίνας που αποδιατάσσει τα δείγματα ιστού και επιτυγχάνει σταθερότητα των κυττάρων χωρίς υπερβολική σκλήρυνση. Το έτοιμο για χρήση Formal-Fixx Ψευδαργύρου επιβραδύνει τη διασύνδεση των πρωτεϊνών για κάλυψη των αντιγονικών θέσεων δέσμευσης για ανοσο-χημεία. Αυτό το μονιμοποιητικό μπορεί να δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα σε Η & Ε ρουτίνας, ειδικές χρώσεις, ενζυμικές χρώσεις και ανοσοχημικές αντιδράσεις.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ IN VITRO**

Πρέπει να τηρείται η απαραίτητη προσοχή κατά τη χρήση όλων των αντιδραστηρίων εργαστηρίου. Χρησιμοποιείτε τα μονιμοποιητικά φορμαλίνης με επαρκή εξαερισμό.

Φύλαξη:

Φυλάξτε σε θερμοκρασία δωματίου. Διατηρήστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. **ΜΗΝ** αποθηκεύετε μαζί με υδροχλωρικό οξύ.

Απόρριψη:

Απορρίψτε σύμφωνα με τους πολιτειακούς και τοπικούς κώδικες. Η απόρριψη μπορεί να είναι ευκολότερη αν αφαιρεθεί ο ψευδαργυρος από το διάλυμα. Απλώς ανεβάστε το pH στο 7,0 - 8,0 με ήπιο αλκαλικό διάλυμα (συνιστάται υδροξείδιο του νατρίου). Περιμένετε μερικές ώρες και μετά φιλτράρετε το διάλυμα. Απορρίψτε το φιλτραρισμένο ίζημα όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε ανόργανα στερεά χαμηλής τοξικότητας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Βλ. τα Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών για προειδοποιήσεις και προφυλάξεις, καθώς και για τους ορισμούς κωδικών R & S. Τα παρακάτω σύμβολα χρησιμοποιούνται στις ετικέτες του προϊόντος και της συσκευασίας:



Οι ορισμοί βρίσκονται στο πίσω μέρος του φυλλαδίου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Το Formal-Fixx Ψευδαργύρου Έτοιμο Για Χρήση χρησιμοποιείται χωρίς να αραιωθεί.
2. Το Συμπύκνωμα Formal-Fixx Ψευδαργύρου απαιτεί αραιώση. Αναμίξτε 1 μέρος του συμπυκνώματος με 4 μέρη απεσταγμένου ή απιονισμένου νερού. Μια φιάλη ενός λίτρου του συμπυκνώματος επαρκεί για την παρασκευή 5 λίτρων 10% ουδέτερα ρυθμισμένης φορμαλίνης.
3. Χρησιμοποιήστε ως ιστολογικό μονιμοποιητικό ρουτίνας. Για βέλτιστα αποτελέσματα, ο λόγος ιστού προς μονιμοποιητικό πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 1:15 και 1:20. Τα δείγματα πρέπει να τοποθετούνται σε μονιμοποιητικό αμέσως μετά από τη χειρουργική αφαίρεση για μια χρονική περίοδο που εξασφαλίζει την επαρκή μονιμοποίηση.
4. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως δευτερεύον μονιμοποιητικό μετά την ουδέτερα ρυθμισμένη φορμαλίνη (NBF), δεδομένου ότι η έκθεση στην NBF δεν υπερβαίνει ένα διάστημα μερικών ωρών.
5. Αν χρησιμοποιηθεί σε κλειστό επεξεργαστή ιστών, συνιστάται να ακολουθήσετε τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την έκπλυση και τις διαδικασίες σιγυρίσματος.

