

Thermo

ELECTRON CORPORATION

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

CLIP PARA LÂMINAS SHANDON CYTOCLIP™ CÂMARAS DE AMOSTRAS TPX CARTÕES-FILTRO

Para utilização com a citocentrífugadora Shandon Cytospin®

A78310253

Versão 3

Anatomical Pathology

93 - 96 Chadwick Road, Astmoor, Runcorn, Cheshire, WA7 1PR, UK

Tel: +44 (0) 1928 566611;

Fax: +44 (0) 1928 565845;

www.thermo.com/shandon

171 Industry Drive, Pittsburgh, Pennsylvania, PA 15275, U.S.A.

Tel: +1 412 788 1133;

Fax: +1 412 788 1138;


www.thermo.com/shandon

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS SHANDON CYTOSPIN®

Shandon Cytoclip, câmaras TPX, cartões-filtro

Para utilização com a citocentrifugadora Shandon Cytospin®

Para utilizar o clip para lâminas Shandon Cytoclip com uma câmara de amostras reutilizável e um cartão-filtro:



- 1 Coloque a lâmina de vidro (a).
- 2 Coloque o cartão-filtro (b).
- 3 Coloque a câmara de amostras reutilizável (c).
- 4 Puxe a mola (d) para cima e pressione-a contra os dois ganchos de retenção para fixar a câmara.
- 5 Certifique-se de que a câmara de amostras e o cartão-filtro estão devidamente alinhados.

Nota: Para se certificar de que a amostra não toca na lâmina antes da centrifugação, insira sempre a amostra depois de a câmara de amostras já ter sido colocada na Cabeça Selada

Para mais instruções sobre a utilização da Shandon Cytospin, a colocação e o equilíbrio da Cabeça Selada, e a introdução da amostra, consulte o Guia do Operador da Shandon Cytospin.

Para retirar a lâmina do Cytoclip, segure firmemente no clip da lâmina e pressione a mola contra a lâmina para a libertar dos ganchos. Afaste a mola dos ganchos e deixe que a câmara de amostras se solte do clip. Retire a lâmina.

Guarde os Shandon Cytoclips, as Câmaras TPX e os Cartões-Filtro num local limpo e seco quando não estiverem a ser utilizados.



CERTIFIQUE-SE DA ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS LABORATORIAIS AQUANDO DO MANUSEAMENTO DE MATERIAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS OS CARTÕES



FILTRO SÃO DE UTILIZAÇÃO ÚNICA - Não os utilize mais do que uma vez.

Thermo Electron Corporation makes every endeavour to ensure that the information contained in its support documentation is correct and clearly stated but does not accept responsibility for any errors or omissions. The development of Thermo products and services is continuous. Make sure that any published information that you use for reference is up to date and relates to the status of the product. If necessary, check with Thermo or your local Thermo representative.

All information contained in this manual is proprietary and confidential, and the exclusive property of Thermo Electron Corporation. This manual is protected by copyright and any reproduction is prohibited. This manual is for use only by the individuals to which it has been made available by Thermo Electron Corporation.

© 2002-2004 Thermo Electron Corporation. All rights reserved.

This manual may not, in whole or in part, be copied, photocopied, reproduced, translated, or converted to any electronic or machine readable form without prior written consent of Thermo

A tabela seguinte fornece as respectivas instruções de limpeza e descontaminação.

Tabela 1. Limpeza e descontaminação

| Peça | Frequência | Instruções |
|---|-------------|---|
| Clipe de lâmina Cytoclip | Diariamente | <p>Verificar: Certifique-se de que o clipe não está danificado</p> <p>Descontaminar: Trate em autoclave a 121°C (250°F) durante 15 minutos Ou, então, desinfecte mergulhando numa solução de 10% de lixívia comercial diluída em água durante não menos de uma hora</p> <p>Limpar: Passe por água limpa e seque com ar quente antes de usar</p> <p>Nota: Para o Clipe de Lâmina (Ref. 5991052M), abra a mola; para o Clipe de Lâmina equipado com mola (Ref. 5991017M), rode totalmente o parafuso de libertação da pressão para a esquerda para libertar a pressão da mola.</p> |
| Câmara de amostras reutilizável | Após o uso | <p>Verificar: Certifique-se de que a câmara não está danificada</p> <p>Descontaminar: Trate em autoclave a 121°C (250°F) durante 15 minutos. NÃO trate a tampa de plástico em autoclave</p> <p>Nota: A descoloração devido ao tratamento repetido em autoclave não afecta negativamente o desempenho da Câmara de Amostras</p> <p>Ou, então, desinfecte mergulhando numa solução de 10% de lixívia comercial diluída em água durante não menos de uma hora</p> <p>Limpar: Utilize um tampão aplicador com ponta de algodão e água quente e sabão para limpar a porta de saída e o funil. Passe por água limpa, agite para eliminar o excesso de água e seque</p> <p>NÃO utilize uma escova de aço</p> |
| Placas de filtro | Após o uso | <p>Descontaminar: Elimine num desinfectante fenólico ou</p> <p>Trate em autoclave a 121°C (250°F) durante 15 minutos.</p> <p>Ou, então, mergulhe numa solução de 10% de lixívia comercial diluída em água durante não menos de uma hora</p> <p>Elimine de acordo com os procedimentos locais, conforme as amostras e os materiais utilizados</p> |

