

I. PRODUCT IDENTIFICATION: pH 6.86 Buffer

Orion 910686 and Orion 916860

PRODUCT USE: pH Buffer

NFPA RATINGS: HEALTH: 1 FLAMMABILITY: 0 REACTIVITY: 0

II. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

		%	LD ₅₀ mg/kg
COMPONENT	Potassium Dihydrogen phosphate (KH ₂ PO ₄)		
CAS NO.	7778-77-0	<1	>4640 (skn-rbt)
COMPONENT	Disodium Hydrogen Phosphate (Na ₂ HPO ₄)		
CAS NO.	7558-79-4	<1	298 (INV-DOG)
COMPONENT	Bronidox L (C ₄ H ₆ BrNO ₄)	< 0.5	500 (skn-rat)
CAS NO.	30007-47-7		
COMPONENT	Deionized Water		
CAS NO.	7732-18-5	<97	190,000 (IPR-MUS)

III. HAZARDS IDENTIFICATION

Low hazard for normal usage.

Harmful if swallowed. May irritate eyes and skin.

TARGET ORGANS: Skin.

ACUTE TOXICITY: Low hazard.

CHRONIC TOXICITY: May irritate skin after prolonged exposure.

MEDICAL CONDITIONS AGGRAVATED BY EXPOSURE: Disease of the skin.

IV. FIRST AID MEASURES

EYE AND SKIN CONTACT: Wash off with large amounts of water.

INGESTION: Give large amounts of water. Consult physician.

INHALATION: Not hazardous

V. FIRE FIGHTING MEASURES

FLASH POINT: NA AUTOIGNITION POINT: NA

FLAMMABILITY LIMITS: UPPER: NA LOWER: NA

EXTINGUISHING MEDIA: Water, CO₂, dry chemical or foam.

VI. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Take up with absorbent materials. Place in small containers for disposal. Wash spill site after material pick up is complete.

VII. HANDLING AND STORAGE

Always wear eye protection and gloves when working with this product.

Avoid contact with eyes, skin or clothing. Avoid ingestion.

VIII. EXPOSURE CONTROLS/ PERSONAL PROTECTION

OSHA THRESHOLD LIMIT: none listed

ACGIH THRESHOLD LIMIT: none listed

TWA : none listed

PROTECTIVE EQUIPMENT: Safety glasses, lab coat and gloves.

IX. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

STATE: Colorless liquid ODOR THRESHOLD: None

SENSITIVITY TO MECHANICAL IMPACT: None

SENSITIVITY TO STATIC DISCHARGE: None

COEFFICIENT OF OIL/WATER DISTRIBUTION: None

SOLUBILITY IN WATER: Soluble pH: 6.86

SPECIFIC GRAVITY: 1.0

BOILING POINT: 100°C MELTING POINT: Not determined

VAPOR DENSITY: Not determined

X. STABILITY AND REACTIVITY

Product is stable. Hazardous polymerization will not occur.

Incompatibles: oxidizing agents

Hazardous decomposition product: Fumes from phosphates.

XI. TOXICOLOGICAL INFORMATION

Route of Exposure: May irritate skin. May be harmful if swallowed.

Teratogen Status: not listed

Mutagen Status: not listed

Reproductive Toxicity: not listed

Carcinogen Status: not listed

XII. ECOLOGICAL INFORMATION

None available.

XIII. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Dispose of in a manner consistent with Federal, State and Local Regulations.

XIV. TRANSPORT INFORMATION

Product is not hazardous for transport.

XV. REGULATORY INFORMATION

EUROPEAN INFORMATION:

None

US/ CANADA INFORMATION

SARA/Title III: Ingredients not listed.

US TSCA Inventory: Ingredients are listed.

CPR Class: None.

TDG Class: None.

MSDS discloses elements required by the CPR.

XVI. OTHER INFORMATION

THE ABOVE INFORMATION IS BELIEVED TO BE ACCURATE AND REPRESENTS THE BEST INFORMATION CURRENTLY AVAILABLE TO US. ALL PRODUCTS ARE OFFERED IN ACCORDANCE WITH THE MANUFACTURER'S CURRENT PRODUCTION SPECIFICATIONS AND ARE INTENDED SOLELY FOR USE IN ANALYTICAL TESTING. THE MANUFACTURER SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR ANY INJURY, LOSS OR DAMAGE RESULTING FROM THE HANDLING, USE OR MISUSE OF THESE PRODUCTS.

MSDS prepared by Quality Assurance Group.

Document Number 249532-001 Rev. D Effective Date: March 18, 2008

I. IDENTIFICATION DU PRODUIT : Tampon pH 6,86

Orion 910686 et Orion 916860

UTILISATION DU PRODUIT : Tampon pH

INDICE NFPA : SANTÉ : 1 INFLAMMABILITÉ : 0 RÉACTIVITÉ : 0

II. COMPOSITION/INFORMATIONS CONCERNANT LES INGRÉDIENTS

% DL₅₀ mg/kg

COMPOSANT Dihydrogénophosphate de potassium (KH₂PO₄)
 N° CAS 7778-77-0 <1 >4640 (peau-lapin)

COMPOSANT Phosphate disodique (Na₂HPO₄)
 N° CAS 7558-79-4 <1 298 (iv-chien)

COMPOSANT Bronidox L (C₄H₆BrNO₄) < 0,5 500 (peau-rat)
 N° CAS 30007-47-7

COMPOSANT Eau déminéralisée
 N° CAS 7732-18-5 <97 190 000 (inj ip-souris)

III. IDENTIFICATION DES RISQUES

Faible risque pour usage normal.

Nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer des irritations cutanées et oculaires.

ORGANES CIBLES : Peau.

TOXICITÉ AIGUË : Faible risque.

TOXICITÉ CHRONIQUE : Peut provoquer des irritations cutanées en cas d'exposition prolongée.

ÉTATS MÉDICAUX AGGRAVÉS PAR L'EXPOSITION : Maladies de la peau.

IV. MESURES DE PREMIÈRE URGENCE

CONTACT AVEC LA PEAU ET LES YEUX : Rincer abondamment avec de l'eau.

INGESTION : Faire boire de grandes quantités d'eau. Consulter un médecin.

INHALATION : Aucun risque

V. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

POINT D'ÉCLAIR : N/A TEMPÉRATURE D'AUTO-IGNITION : N/A

LIMITES D'INFLAMMABILITÉ : SUPÉRIEURE : N/A INFÉRIEURE : N/A

AGENTS D'EXTINCTION : Eau, CO₂, agent chimique en poudre ou mousse.

VI. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Ramasser le produit avec un matériau absorbant. Placer le produit dans de petits récipients afin de l'éliminer. Laver la zone contaminée après récupération de la totalité du produit.

VII. MANIPULATION ET STOCKAGE

Toujours porter une protection oculaire et des gants pour travailler avec ce produit.

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter l'ingestion.

VIII. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/ PROTECTION PERSONNELLE

LIMITE D'EXPOSITION ADMISSIBLE OSHA : Aucune trouvée

VALEUR LIMITE DU SEUIL ACGIH : Aucune répertoriée

VME : Aucune répertoriée

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION : Lunettes de sécurité, blouse de laboratoire et gants.

IX. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ÉTAT : Liquide incolore SEUIL OLFRACTIF : Aucun

SENSIBILITÉ AUX CHOCS MÉCANIQUES : Aucune

SENSIBILITÉ AUX DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES : Aucune

COEFFICIENT DE PARTAGE HUILE/EAU : Aucun

SOLUBILITÉ DANS L'EAU : Soluble pH : 6,86

DENSITÉ RELATIVE : 1,0

POINT D'ÉBULLITION : 100°C POINT DE FUSION : Indéterminé

DENSITÉ DE VAPEUR : Indéterminée

X. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Le produit est stable. Aucune polymérisation dangereuse ne se produit.

Incompatibilité : Agents oxydants

Produits de décomposition dangereux : Vapeurs de phosphates.

XI. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Voie d'exposition : Peut être irritant pour la peau. Peut être nocif en cas d'ingestion.

Risque tératogène : Non répertorié

Risque mutagène : Non répertorié

Toxicité reproductive : Non répertoriée

Risque cancérigène : Non répertorié

XII. INFORMATIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT

Aucune disponible.

XIII. ÉLIMINATION

Respecter les réglementations départementales, nationales et locales relatives à l'élimination des déchets.

XIV. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Ce produit n'est pas dangereux lors du transport.

XV. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

INFORMATIONS EUROPÉENNES :

Aucune

INFORMATIONS POUR LES ÉTATS-UNIS / LE CANADA

SARA/Titre III : Ingrédients non repris sur la liste.

Inventaire TSCA (États-Unis) : Ingrédients repris sur la liste.

Classe CPR : Aucune.

Classe TDG : Aucune.

Cette fiche de données de sécurité révèle les éléments d'information requis par le RPC (Canada).

XVI. AUTRES INFORMATIONS

NOUS CROYONS QUE LES INFORMATIONS CI-DESSUS SONT EXACTES ET REPRÉSENTENT LES MEILLEURES INFORMATIONS ACTUELLEMENT À NOTRE DISPOSITION. TOUS LES PRODUITS SONT FOURNIS EN CONFORMITÉ AUX SPÉCIFICATIONS DE PRODUCTION DU FABRICANT ET SONT DESTINÉS UNIQUEMENT À DES ESSAIS ANALYTIQUES. LE FABRICANT NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE EN CAS DE BLESSURES, PERTES OU DOMMAGES RÉSULTANT DE LA MANIPULATION OU DE L'UTILISATION BONNE OU MAUVAISE DE CES PRODUITS.

Fiche de données de sécurité préparée par le Groupe d'assurance qualité.

Document n° 249532-001 rév. D Date d'entrée en vigueur : le 18 mars 2008