



Thermo Scientific Espresso™

Microcentrifugeuse personnelle

La dernière-née des microcentrifugeuses à 12 tubes ira loin, tout comme vous.

Simplement

- Large écran digital permettant de visualiser facilement tous les paramètres de centrifugation
- Remarquables performances (jusqu'à 14 500 xg) adaptées à un grand nombre d'applications
- Réglage rapide des paramètres à l'aide d'un simple bouton
- Rotor unique préinstallé pour un entretien facilité
- Design compact, optimisé pour le laboratoire
- Fonctionnement silencieux
- Accessible à tous les budgets

Irrésistible.

La microcentrifugeuse personnelle Thermo Scientific Espresso allie avec brio efficacité et convivialité. Compacte, élégante, facile à utiliser et dotée de performances d'accélération exceptionnelles, elle est adaptée pour un grand nombre d'applications en recherche pharmaceutique, biotechnologique et académique.

Le maître-mot : facilité.

Le Thermo Scientific Espresso a été conçue pour simplifier le travail de l'utilisateur. Le rotor ainsi que les tubes se positionnent et s'enlèvent sans effort. Le large écran digital permet de visualiser facilement les paramètres, éliminant ainsi toute possibilité de confusion. Le réglage des paramètres s'effectue tout aussi aisément à l'aide d'un seul bouton – exit les touches de direction et les commandes analogiques peu précises! Enfin, l'Espresso se nettoie en un clin d'œil : son rotor en plastique résiste aux attaques chimiques, il est entièrement autoclavable et son moteur sans charbon ne nécessite quasiment aucun entretien.

Productivité maximale

Compacte et polyvalente, l'Espresso offre des performances exceptionnelles. Développant une force d'accélération de 14 500 xg, elle peut accueillir 12 microtubes de 0,5 à 2,0 ml, voire de volumes inférieurs grâce à des adaptateurs spéciaux. L'Espresso excelle dans une vaste gamme d'applications dont la purification des acides nucléiques, le nettoyage d'échantillons de PCR, les minipreps de plasmides, le traitement de protéines ou encore la médecine légale. Sa capacité d'accélération

rapide permet un gain significatif de temps, décélération pour une productivité optimisée au quotidien.

Compacte et silencieuse... comme devraient l'être toutes les centrifugeuses personnelles. Grâce à une surface inférieure à 500 cm², l'Espresso assure des résultats fiables sans monopoliser tout l'espace. Remarquablement silencieuse, elle sait se faire oublier afin de ne pas troubler votre concentration.

Des étudiants aux maîtres de recherches, l'Espresso est accessible à tous. Notre savoir-faire et expérience ont permis de réaliser une microcentrifugeuse qui présente le meilleur rapport qualité/prix du marché ! Un prix à la portée de tous les budgets qui permet dans certains programmes de recherche, de dédier une Espresso à chaque étape de test pour plus de rentabilité !

Simplement irrésistible

Sa facilité d'utilisation, sa productivité et ses performances, font de l'Espresso la centrifugeuse personnelle idéale pour tout laboratoire. Vous ne pourrez plus vous en passer !



SPÉCIFICATIONS

Dimensions (cm) :	Appareil 15 x 25 x 20 Avec emballage 20 x 28 x 28
Poids (kg) :	Appareil 4,2 Avec emballage 5,5
Vitesse maximale :	14 600 tr/min
FCR maximale :	14 500 x g
Nombre max.de tubes :	12 x 2 ml
Niveau sonore :	56 dBA
Certification :	CSA et marquage CE
Système de contrôle :	
Vitesse :	Gamme : 5 000 - 14 600 tr/min Incrément : 100 tr/min Précision : 100 tr/min
FCR :	Gamme : 1 700 - 14 500 xg Incrément : 100 xg Précision : 100 xg
Minuterie :	Gamme : 15 secondes - 99 minutes + mode continu Incrément : 15 secondes jusqu'à 1 min Incrément : 1 min de 1 à 99 min

INFORMATIONS DE COMMANDE

Référence	Désignation
11210800	Microcentrifugeuse Espresso, 120V, 60Hz
11210801	Microcentrifugeuse Espresso, 230V, 50/60Hz
5763	Adaptateur 0,5 ml (12)
5764	Adaptateur 0,2 ml (12)



Le rotor unique préinstallé facilite l'utilisation et l'entretien

Amérique du Nord: USA/Canada +1 866 984 3766

Europe: Allemagne +49 6184 90 6940, Autriche +43 1 801 40 0, Belgique +32 2 482 30 30, Espagne/Portugal +34 93 223 09 18, Finlande +358 9 329 100, France +33 2 2803 2000, Italie +39 02 95059 1, Pays Bas +31 76 571 4440, Russie/CEI +7 (812) 703 42 15, Suisse +41 44 454 12 12, UK/Irlande 44 870 609 9203

Asie: Chine +86 21 6865 4588 ou +86 10 5850 3588, Inde +91 22 5542 9494, Japon +81 45 453 9220, Autres pays d'Asie +852 2885 4613

Autres Pays: +49 6184 90 6940 ou +33 2 2803 2000

© 2007 Thermo Fisher Scientific Inc. Tous droits réservés. Les caractéristiques, conditions et tarifs sont susceptibles d'être modifiés. Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à votre distributeur local.