

Sorgen Sie für eine schnelle und effiziente Installation – im Interesse einer optimalen Funktionsfähigkeit und schnellen Amortisation. Validieren Sie Ihre Garantie durch die Inspektion Ihrer Geräte durch einen erfahrenen Thermo Servicetechniker.

Service Temperiertechnik und
Materialcharakterisierung

Performance INITIATION

Optimierung von Leistung und Sicherheit bereits vom ersten Tag an



Wir beraten Sie gerne ausführlich über unsere verschiedenen Performance Serviceprodukte. Bitte wenden Sie sich an Ihren Thermo Verkaufs- oder Serviceberater.

Optimierte Leistung Ihrer Geräte

Mit dem **Performance** INITIATION Service sind Ihre Geräte vom ersten Einsatztag an bestens auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Verfügbarer Service bei Installationen

- Entwicklung eines Implementierungsplans zur Integration verschiedener Gerätekomponenten
- Inspektion des Gerätestandorts in Vorbereitung auf die Inbetriebnahme
- Installationsqualifizierung (IQ)
- Funktionsqualifizierung (OQ)
- Gerätekalibrierung gemäß der Applikation
- Anwenderschulung
- Ggfs. Zusammenarbeit mit Zulassungsbehörden
- Kontrolle des Systems auf richtige Installation
- Validierung der Garantie

Vorteile

- Optimale Leistung vom ersten Tag an
- Ihre Investition zahlt sich schneller aus
- Einhaltung der FDA-Bestimmungen für Systemvoraussetzungen gemäß 21 CFR part 11
- Reduzierung der Entwicklungskosten durch die Kontaktpflege mit nur einem Gerätehersteller
- Reduzierung der Gesamtzeit von der Projektidee bis zur Inbetriebnahme des Systems

Über die Thermo Electron Corporation

Die Thermo Electron Corporation ist ein weltweit führender Messgerätehersteller, zu dem auch HAAKE Temperier-Produkte gehören. Am deutschen Standort in Karlsruhe hat das Temperature-Control-Business einen ihrer beiden zentralen Produktions-, Vertriebs- und Servicestandorte mit weltweiter Funktion. Im Internet ist Thermo Electron (Karlsruhe) GmbH unter www.thermo.com/tc zu erreichen. Der Geschäftsbereich Material Characterization von Thermo Electron Corporation hat seinen Produktions-, Vertriebs- und Service-Hauptsitz in Karlsruhe/Deutschland mit Niederlassungen in USA, China, Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden. Zusätzliche Informationen hierzu finden Sie unter www.thermo.com/mc.

Checkliste für die Inbetriebnahme	
Schritt	Aktivität
1	Prüfung der Lieferung anhand der Lieferpapiere auf Richtigkeit und Vollständigkeit
2	Sichtprüfung auf Beschädigung der gelieferten Geräte und Teile (Transportschäden)
3	Zusammenbau der Geräte
4	Einweisung Ihrer Mitarbeiter in Bedienung, Handhabung und Software (bei Bedarf)
5	Funktionsüberprüfung (Geräteabhängig. Bei Bedarf mit Prüfsubstanz)
6	Ergeben sich aus den oben aufgeführten Punkten irgendwelche Mängel, wird dies auf den Arbeitspapieren vermerkt
7	Die Inbetriebnahme wird durch Unterschrift des Kunden und von Thermo Electron (Servicetechniker) in den Arbeitspapieren bestätigt

Thermo Electron Corporation

International/Germany

Thermo Electron (Karlsruhe) GmbH
Dieselstr. 4
76227 Karlsruhe
Tel. +49 (0) 721 4 09 44 44
info.mc.de@thermo.com

Benelux

Thermo Electron B.V.
Takkebijsters 1
4817 BL Breda
Tel. +31 (0) 76 5 87 98 88
info.mc.nl@thermo.com

France

Thermo Electron S.A.
16 Avenue du Québec - Silic 765
91963 Courtaboeuf Cedex
Tel. +33 (0) 1 60 92 48 00
info.mc.fr@thermo.com

United Kingdom

Thermo Electron
Emerald Way, Stone
Staffordshire ST15 0SR
Tel. +44 (0) 1785 81 36 48
info.mc.uk@thermo.com

USA

Thermo Electron
25 Nimble Hill Rd.
Newington, NH 03801
Tel. 603 436 9444
info.tc.us@thermo.com