

**Конелаб 20 и 20ХТ  
Биохимические анализаторы  
Термо Сайентифик**



Просто и надежно

## Конелаб 20 и Конелаб 20ХТ -

**биохимические анализаторы с производительностью 200 и 250 колориметрических тестов в час, обеспечивающие высокий уровень точности и надежности по доступной цене.**

### Говорим по-русски

Если Вам случалось испытывать проблемы при обучении работе на приборе со сложной англоязычной программой, то тогда Вам нужен Конелаб 20 или 20ХТ. Программное обеспечение на русском языке, графический интерфейс, современный компьютер, результаты исследований в формате .xls, все это делает работу на биохимическом анализаторе простой и понятной.

### Не льем воду

Если у Вас ограничено место в лаборатории, не везде есть доступ к водопроводу и канализации, и нет возможности выделить отдельное помещение для шумных приборов, то Конелаб 20 и 20ХТ будет хорошим выбором для Вас. Ему не нужна деионизированная вода, не нужна шумная и громоздкая система водоподготовки и слива. Компактные размеры (занимая площадь - 0,63 м<sup>2</sup>) позволяют Конелабу 20 или 20ХТ разместиться в любой комнате или даже переезжать из комнаты в комнату.

### Самые сложные анализы у Вас «в кармане»

Если бывало так, что вы хотели, но не смогли начать выполнять новые биохимические анализы, то Конелаб 20 решит эту проблему.

35 позиций реагентов на борту прибора, «родные» системные реагенты, поставляемые в экономичных упаковках, высокая стабильность реагентов, одноразовые кюветы, все это позволяет пользователям Конелаба 20 выполнять не только традиционные биохимические анализы, но и определять белки острой фазы, ревматические маркеры, гликированный гемоглобин, концентрацию ионов калия, натрия, хлора, лития, а пользователям Конелаба 20ХТ также выполнять лекарственный мониторинг. Специально обученные сотрудники ЗАО «Термо Фишер Сайентифик» помогут Вам адаптировать любой параметр.



12-позиционная многоячейчатая кювета



Ионоселективные электроды





### Недорого и качественно

Если Вы хотите выбрать систему, которая бы обеспечивала высокое качество анализа и в то же время была бы доступной и экономичной, то советуем присмотреться к Конелабу 20 и 20ХТ.

Используя те же технологии, реагенты, расходные материалы и программное обеспечение, что и более дорогие анализаторы Конелаб Прайм 30 и 60, они позволяют получить безупречное качество анализа даже в небольшой лаборатории. Минимальный реакционный объем в 100 мкл в сочетании с открытостью системы позволяет выполнять любой, даже самый дорогой анализ на Конелабе дешевле.

### Работает всегда

Иногда случается так, что даже самый хороший анализатор ломается, или возникают перебои с реагентами, или приходится долго ждать сервисных инженеров.

Если минимальное время простоя для Вас важно, то выбирайте Конелаб 20 или 20ХТ. Опыт производства биохимических анализаторов с 1972 года гарантирует высокую надежность системы. Наличие собственного склада и сервисной службы в ЗАО «Термо Фишер Сайентифик» сводит риск простоя к минимуму.

#### Меню анализатора Конелаб 20

- Ферменты
- Субстраты
- Электролиты
- Специфические белки

#### Меню анализатора Конелаб 20ХТ

- Ферменты
- Субстраты
- Электролиты
- Специфические белки
- Тесты на наркотики
- Мониторинг лекарственных препаратов





### Конелаб 20

- Производительность до 200 тестов в час
- До 84 проб пациента
- Охлаждаемые модули реагентов с 35 позициям
- Объем загрузки кювет в анализатор: 600 ячеек
- Смешивание иглой
- Возможность дополнительного ионоселективного модуля



### Конелаб 20XT

- Производительность до 250 тестов в час
- До 84 проб пациента
- Охлаждаемые модули реагентов с 35 позициям
- Объем загрузки кювет в анализатор: 600 ячеек
- Отдельная мешалка
- Возможность дополнительного ионоселективного модуля